

Program za zbrinjavanje rana

KLINION

HIDROKOLOIDNE OBLOGE KLINIDERM HYDRO

Sterilna hidro aktivna obloga

Za liječenje kroničnih i akutnih rana s lakim do srednjim sekretom



POMAGALA SE NALAZE NA POZITIVNOJ LISTI HZZO-a

- vrste obloga: Thin / Standard / Border
- održava vlažnu okolinu rane koja provodi prirodni proces zacjeljivanja
- stimulira psihološki aspekt zacjeljivanja
- omogućava vizualnu procjenu rane bez promjene obloge
- ne lijepi se na ranu, što omogućuje nježnu primjenu bez boli i bez oštećenja novonastalog tkiva
- Kliniderm Hydro obloga nepropusna je na vodu i bakterije
- Kliniderm Thin obloga nepropusna je na vodu i bakterije, a propusna na izmjenu plinova

INDIKACIJE:

- liječenje kroničnih i akutnih rana sa slabim sekretom
- liječenje površinskih kroničnih rana (gnojne rane, čirevi i sl.)
- liječenje površinskih akutnih rana (opekline, ogrebotine, oderotine, prijelomi)
- liječenje post-operativnih rana
- prevencija za ulkuse (crural ulcers)

KONTRAINDIKACIJE / NE KORISTITI ZA:

- ulkuse uzrokovane kroničnim infekcijama (tuberkuloza, duboke mikoze, sifilis...)
- IV. stadij arteriopatije
- ugrize i opekline III. stupnja
- rane sa kliničkim znakovima infekcije (temperatura, gnoj, upala) samo uz nadzor medicinskog stručnjaka!

KLINION®

SAVJETI ZA UPOTREBU:

- Obloga treba ostati na rani što je duže moguće kako bi se spriječilo oštećenje novonastalog mladog tkiva i onemogućila kros-kontaminacija zbog učestalog mijenjanja
- može se koristiti u kombinaciji s kompresama ili kao prevencija oštećenoj koži ili koži sklonoj ljuskanju

ALGINATNE OBLOGE KLINIDERM ALGINATE



Sterilna ne-tkana obloga velike moći upijanja

Za tretiranje velikih rana s obilnim sekretom

POMAGALA SE NALAZE NA POZITIVNOJ LISTI HZZO-a

- vrste: Standard / Extra/ Cavity
- izrađena od kalcijevih i natrijevih vlakana
- u dodiru sa sekretom rane stvara vlažnu okolinu čime osigurava optimalno zacjeljivanje
- ne lijepi se na ranu što omogućava nježnu promjenu bez boli i bez oštećenja novonastalog tkiva
- čisti ranu apsorbirajući sekret i krhotine
- kalcij-alginat ima i hemostatske osobine

INDIKACIJE:

- inficirane rane
- kronične rane (decubitus ulcers, crural ulcers i sl.)
- akutne rane (posjekotine i oderotine)
- površinske opekline
- post-operativne rane (prijelomi)

KONTRAINDIKACIJE / NE KORISTITI ZA:

- opekline trećeg stupnja ili kao kirurški tampon
- kod rane s kliničkim znakovima infekcije (temperatura, gnoj, upala) koristiti samo uz nadzor medicinskog stručnjaka!

SAVJETI ZA UPOTREBU:

- odabrati odgovarajuću dimenziju obloge, obrezati je tako da se njezin oblik podudara s rubovima rane
- za ispunjavanje dubokih rana koristiti Kliniderm Alginate Cavity
- nanijeti oblogu direktno u ili na ranu
- prekriti oblogu sekundarnom oblogom (Kliniderm Film ili Hydro Thin)



OBLOGE NA BAZI MEDA L-MESITRAN

Gel obloge bazirane na steriliziranom medu

Prekrivene zaštitnim polupropusnim filmom

L-Mesitran Hydro & L-Mesitran Border

- sterilizirani med u oblogama ubija bakterije u rani, reducira upalu i bol, čisti ranu i stimulira proces zacjeljivanja i brže zarašćivanje ožiljaka
- stvaraju optimalnu vlažnu okolinu rane
- upotrebljavaju se za tretman kroničnih i akutnih rana s malom do srednjom sekrecijom (npr. opekline, ožiljci, posjekotine, rane nastale pod mehaničkim pritiskom, venozni ulkusi, post-operativne rane)
- ne lijepe se na ranu što olakšava mijenjanje obloga, smanjuje rizik od nastanka boli i oštećenja novonastalog tkiva te ubrzava proces zacjeljivanja
- obloge su prozirne što omogućava vizualnu procjenu rane bez njihovog mijenjanja
- nepropusne za mikroorganizme
- ukoliko je potrebno, pri tretmanu većih površina, nekoliko obloga može se poredati jednu do druge
- obloge mogu ostati na rani 3-5 dana



Posebnost L-Mesitran Border obloge je rub koji sadrži, pa je zbog toga vrlo prikladna za zglobove (lakat, peta...) i za područje trtice. Rana ispod L-Mesitran Border obloge je zaštićena, pa se osoba koja je koristi može i kupati.

L-Mesitran Net

Mrežasta sintetska obloga natopljena steriliziranim medom

- razvijena je s ciljem da u kontaktu s ranom posebno štiti novonastalo tkivo
- može se koristiti i umjesto impregniranih i sintetičkih kompresa ili parafinske gaze
- ostale karakteristike iste su kao i kod ostalih L-Mesitran obloga



MAST I GEL NA BAZI MEDA L-MESITRAN

- za tretiranje kroničnih rana (venozni ulkusi, nagnječanja prvog do petog stupnja, onkoloških rana)
- za tretiranje kontaminiranih akutnih rana (poderotine, posjekotine, opekline prvog i drugog stupnja)

L-Mesitran mast

Antibakterijska mast za liječenje inficiranih rana i prevenciju rasta i razvoja bakterija

- sadrži sterilizirani med, alou veru, neven, cink-oksidi, medilan te vitamine A, C i E
- smanjuje bol i pospješuje zacjeljivanje rana
- antibakterijski učinak suzbija neugodan miris nekrotičkih rana



L-Mesitran Soft gel

Antibakterijski i antimikotični hidroaktivni gel za rane

- sadrži sterilizirani med, propilen-glikol, medilan te vitamine A, C i E
- stvara rani vlažnu okolinu što pospješuje zacjeljivanje i epitelizaciju
- hidratizira suhe rane i puni duboke rane
- smanjuje bol i neutralizira neugodan miris
- gel je više tekući od L-Mesitran masti, pa se može lakše i dublje aplicirati u/ranu
- nisu zabilježene kontraindikacije niti alergijske reakcije
- rana tretirana L-Mesitra Soft gelom prekriva se sekundarnom oblogom.

VAZELINSKA GAZA KLINITULLE

Kompresa od mekog ne-tkanog materijala natopljena bijelim parafinom



- posebno prikladna za površinske rane (opekline 2. stupnja, posjekotine, oderotine ili kod vađenja noktiju)
- koristi se za sprječavanje lijepljenja sekundarne obloge (zavoja) na ranu
- sprječava dehidraciju rane (ne isušuje ranu) - održava vlažnu okolinu rane i na taj način pospješuje zacjeljivanje
- prilikom skidanja ne oštećuje novonastalo tkivo
- za jednokratnu upotrebu
- sterilizirana gamma zrakama

(NE)STERILNE KOMPRESSE

HG komprese

Tradicionalne komprese od gaze (100% pamučni sastav)

- za svakodnevno čišćenje i prekrivanje rana
- zbog visokih upijajućih svojstava idealne za čišćenje sekreta
- napravljene od čvrste vodootporne strukture
- mogu se fiksirati zavojem ili flasterom
- sterilne i nesterilne, dostupne u različitim dimenzijama, slojevima i pakiranjima



KOMPRESSE TOPLO-HLADNO ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU



HLADNE APLIKACIJE:

- plava kompresa se hladi u zamrzivaču najmanje 90 minuta
- spremljena u navlaku koristi se kod:
 - glavobolja, migrena, nagnječenja, iščašenja, upala (npr. teniski lakat), krvarenja, zubobolja

TOPLE APLIKACIJE:

- crvena kompresa se grije u vrućoj (ne kipućoj!) vodi oko 8 minuta
- spremljena u navlaku prisanja se na bolno mjesto na tijelu otprilike 20 minuta
- postupak se može ponavljati nekoliko puta dnevno
- koristi se kod:
 - upale mišića, ukočenog vrata, boli u leđima, boli u ramenu, menstrualnih bolova, grčeva

SAVJET PLUS:

- kompresu uvijek prije upotrebe staviti u navlaku kako bi se izbjeglo smrzavanje ili opekline kože
- komprese se koriste samo za vanjsku primjenu (gel strukturi dodana je gorka supstanca kako bi se izbjegla oralna primjena)

FLASTERI ZA RANE

Kliniplast

Za brz tretman svakodnevnih manjih ozljeda



- mekani, nježni i ugodni za kožu
- prikladni i za jako osjetljivu kožu
- izrađeni od mekog, ne-tkanog materijala
- neupadljivi - boje kože
- kod dječjih flastera motiv Garfielda odvlači pažnju od boli
- vodootporni (prozirni) - prikladni za kupanje i plivanje
- propuštaju zrak (koža može disati)
- ne sadrže latex
- unutrašnji sloj flastera ne lijepi se na ranu, pa se lako i bezbolno odstranjuju

Likdorn flaster za kurje oči

S okruglim jastučićem natopljenim 10%-tnom salicilnom kiselinom



- salicilna kiselina nagriza kurje oko, a okolna zdrava koža ostaje zaštićena (prekrivena) flasterom
- okrugli jastučić ublažava pritisak i smanjuje bol
- flaster se mijenja svaka dva dana, sve dok koža potpuno ne omekša da se može sastrugati
- uz redovitu i pravilnu upotrebu kurje oko može se ukloniti unutar dva tjedna

ŠIFRA SALVUS	NAZIV
4174101	Kliniderm obloga Hydro Thin 7,5x7,5 cm à 5
4174102	Kliniderm obloga Hydro Thin 10x10 cm à 5
4174103	Kliniderm obloga Hydro Thin 15x15 cm à 5
4174104	Kliniderm obloga Hydro Thin 20x20 cm à 5
4174201	Kliniderm obloga Hydro Border 7x7 cm à 5
4174202	Kliniderm obloga Hydro Border 10x10 cm à 5
4174203	Kliniderm obloga Hydro Border 14x14 cm à 5
4174204	Kliniderm obloga Hydro Border S 15x18 cm à 5
4174302	Kliniderm obloga Hydro Standard 10x10 cm à 5
4174303	Kliniderm obloga Hydro Standard 15x15 cm à 5
4174304	Kliniderm obloga Hydro Standard 20x20 cm à 5
4174501	Kliniderm obloga Alginate Standard 5x5 cm à 10
4174502	Kliniderm obloga Alginate Standard 10x10cm à 10
4174503	Kliniderm obloga Alginate Standard 10x20 cm à 5
4174510	Kliniderm obloga Alginate Extra 10x10 cm à 10
4174515	Kliniderm obloga Alginate Cavity 30 cm à 5
4174710	Kliniderm obloga L-Mesitran Hydro 10x10 cm à 5
4174711	Kliniderm obloga L-Mesitran Border 10x10 cm à 5
4174712	Kliniderm obloga L-Mesitran Net 10x10 cm à 5
4174705	Kliniderm L-Mestiran Soft gel
4174701	Kliniderm L-Mesitran mast
4170098	Klinitulle gaza vazelinska 10x10 cm à 10
4111001	Klinion komprese sterilne 8,5 x5 cm 8 sl à 16
411021W	Klinion komprese sterilne 5x5 cm 12sl à 10x10
4111002	Klinion komprese sterilne 8,5x5 cm 8sl à 100x1
4111089W	Klinion komprese sterilne 10x10 cm 12sl à 10x10
4111025	Klinion komprese nesterilne 5x5 cm 8sl à 100
4130112	Klinion komprese toplo-hladno 14x15 cm INSTANT
4130113	Klinion komprese toplo-hladno 10x12 cm S
4130115	Klinion komprese toplo-hladno 12x29 cm L
4130116	Klinion komprese toplo-hladno 12x29 cm DUO PACK
4294100	Kliniplast flaster Standard vodootp. 1mx6cm
4294101	Kliniplast flaster Ready Assorti à 20
4294103	Kliniplast flaster Easy à 2
4294105	Kliniplast flaster Standard viskozni 1mx6cm
4294116	Kliniplast flaster Assorti Waterproof à 20
4294117	Kliniplast flaster Ready Soft à 20
4294118	Kliniplast flaster Kids Garfield 1mx6cm
4294119	Kliniplast flaster Kids Garfield à 20
4294123	Kliniplast flaster Likdornflaster za kurje oči à 8


